

BLUE ETCH 10 ml, 50ml

Mordenzante Dentale

CE 2409

BPRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PER SOLO USO DENTALE

CCOMPOSIZIONE: Acido Orto-Fosforico, Gel di base, colorante

USO

Il mordenzante viene usato per preparare la dentina e lo smalto prima del composito, sigillature di fessure e cavità .

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

1. Svitare il tappo bianco dalla siringa dosatrice contenente il mordenzante
2. Sostituire il tappo bianco con l'adattatore in dotazione
3. Svitare il tappo blu dall'adattatore e sostituirlo con la siringa di ricarica
4. Premere sulla siringa dosatrice e riempire l'altra siringa non più di 2 ml
5. Svitare la siringa piccola e connettere l'ago di applicazione.
6. Lasciare l'adattatore avvitato sulla siringa dosatrice e chiuderlo con il tappo blu.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare un sottile strato di mordenzante sulla superficie del dente asciutto. Lasciare non più di 60 secondi, Asciugare e risciacquare con aria ed acqua per circa 15-20 secondi. Non asciugare troppo a lungo, lasciare la superficie leggermente umida, in caso di impurità sulla smalto ripetere la procedura.

Il prodotto è inteso per uso multiplo eccetto l'ago applicatore che è monouso.

L'uso multiplo dell'ago applicatore può causare delle infezioni.

CONTROINDICAZIONI

Non usare su pazienti con iper-sensibilità ai componenti del prodotto.

PRECAUZIONI

Può irritare la mucosa , la pelle e gli occhi.

In caso di contatto risciacquare con abbondante acqua e consultare un medico .

In caso di ingestione non tentare di estrarre il prodotto, bere abbondante acqua e consultare un medico.

E' necessario l'uso di una diga in gomma quando viene usato questo prodotto. Indossare occhiali ed indumenti protettivi.

MANTENIMENTO

Tenere il prodotto ad una temperature sotto i 25°C, tenere lontano dalla portata dei bambini.

La data di scadenza è indicata sulla confezione principale, una volta aperto la data di scadenza non cambia se il contenitore viene chiuso correttamente dopo ogni uso.

GESTIONE DELL'IMBALLO

Lo smaltimento dell'imballo deve essere fatto in modo responsabile.

CONFEZIONI

Siringa da 10 ml di prodotto, applicatori monouso, adattatore,dispenser

Siringa da 50 ml di prodotto, applicatori monouso, adattatore,dispenser



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska

ul. Kwiatkowskiego 1

Phone/fax 00 48 15 842 35 85

Ultimo Aggiornamento: 20.08.2013/1