

CALCIPAST

Pasta di Idrossido di Calcio

CE₁₀₁₁

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRODOTTO PER SOLO USO DENTALE

COMPOSIZIONE: Idrossido di Calcio, Bario Solfato, idrossipatite, Propilene Glicolico

USO

Il prodotto Calcipast è inteso per l'uso durante i trattamenti dentali come materiale per medicazioni canalari provvisorie. Può essere usato anche in casi di incappucciamento diretto o indiretto della polpa.

Ha un effetto re-mineralizzante sui tessuti del dente grazie al suo contenuto di idrossido di calcio.

Il prodotto migliora la ricostruzione dei tessuti periapicali danneggiati. pH-12,5

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire l'applicatore in dotazione sulla siringa che contiene il prodotto.

Nel canale radicolare :Inserire la pasta nel canale, rimuovere l'eccesso di pasta, chiudere bene il canale.

Nella cavità: applicare la pasta sul fondo della cavità, chiudere bene.

Lasciare la pasta nel canale o nella cavità per un periodo tra 1 settimana e 30 giorni. Il prodotto è inteso per un uso multiplo eccetto l'applicatore che è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può essere causa di infezioni.

CONTROINDICAZIONI

Non usare Calcipast su pazienti con iper-sensibilità ai component del prodotto.

ATTENZIONE

Può essere irritante per la membrane della mucosa del cavo orale. In caso di contatto lavare immediatamente con abbondante acqua . Può causare seri problemi agli occhi,

in caso di contatto lavare con abbondante acqua e consultare un medico.

In caso di ingestione non cerare di estrarre il prodotto, bere abbondante acqua e consultare un medico.

E' necessario l'uso di diga in gomma mentre si usa il prodotto. Usare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.

MANTENIMENTO

Conservare nella confezione originale a temperature sotto I 25°C

Tenere lontano dalla portata dei bambini

La data di scadenza è riportata sulla confezione principale.

Una volta aperta la data di scadenza non cambia se il prodotto viene chiuso correttamente dopo ogni uso.

GESTIONE DELL'IMBALLO

I contenitori vuoti vanno smaltiti con responsabilità

CONFEZIONE

Siringa da 2,1 gr di preparazione, applicatori monouso.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85